

株式会社エルメックス 行
FAX:03-5261-4130

	御社名	Tel	Fax
	ご住所 〒	都道府県	
エルメックス商品仕入先(業者名)	ご所属	役 職	
	ご芳名	e-mail	
商品お届け先 <input type="checkbox"/> 上記と同じ <input type="checkbox"/> 異なる場合、右記へ ご記入下さい。	御社名	Tel	Fax
	ご住所 〒	都道府県	
	ご所属	役 職	
	ご芳名	e-mail	


ELMEXでは、当サービスをご登録頂いたお客様の個人情報を次の目的に利用させて頂く事がございます。

(1) キャンペーンやサービス内容についてのご案内。(2) 統計情報として商品開発やサービス向上のための調査・分析をするため。(3) その他、予めご同意頂いた目的のため。

サンプル要求書

サンプル希望記入欄のご希望の商品に○印を記入の上、FAXにてご請求下さい。

商品名	型式	仕様	サンプル希望記入欄				
Pro・mediaシリーズ							
培地	スタンプ培地 AC	標準寒天培地	SAAC-60	一般生菌数検査用	培地面積 10cm ²		
	スタンプ培地 SA	ETGM 寒天培地	SASA-60	黄色ブドウ球菌検査用			
	スタンプ培地 EC	アガートリコロール	SAEC-60	<i>E.coli</i> ・大腸菌群検査用			
	スタンプ培地 PD	CP 加 PDA 寒天培地	SAPD-60	真菌検査用			
	滅菌液体培地	XGAL・MUG 培地		ST-SSP	Swab Test ST-25用	大腸菌群・ <i>E.coli</i> 同時検査用	
				XM-30	検体1ml用		
				XM-31	検体10ml用(倍濃度)		
				XM-32	検体5ml用(倍濃度)		
	XM ブロス		XM0001	培地調整用			
	アガートリコロール	MAGENTA-GAL・X-GLUC 寒天培地	XMA-01N	培地調整用(顆粒)			
滅菌希釈液		MT-11	段階希釈用	9ml入り			
		MV2-90	試料作成用	90ml入り			
		MV-225		225ml入り			
		MV-225AP		225ml入り(腸炎ビブリオ用)			
拭き取り検査キット SWAB TEST (ピペット機能付)		ST-25PBS	拭き取り検査用	PBS (10ml)入り 綿棒付			
		ST-26PBS		PBS (10ml)入り 伸長式綿棒付			
		ST-25BPW		BPW (10ml)入り 綿棒付			
		ST-26BPW		BPW (10ml)入り 伸長式綿棒付			
		ST-25MRD		MRD (10ml)入り 綿棒付			
新採便管		FC-20	便検査用				
PYXON (ピクソン) シリーズ							
滅菌ホモジナイズバッグ		PYXON-10	フィルタ無しのシンプルなバッグ	(400ml用)			
滅菌フィルタバッグ		PYXON-20	マイクロピペット用(プルダウンタイプ)	(400ml用)			
		PYXON-20 S	スパイラルプレーティング法対応タイプ	(400ml用)			
		PYXON-20 P	メスピペット用(プレーンタイプ)	(400ml用)			
		PYXON-20 M	小検体用フィルタバッグ	(80ml用)			
		PYXON-30	メスピペット用	(400ml用)			
滅菌サンプリングバッグ (NASCO 社製) Whirl-Pac Bags ワイアルバックバッグ		BO1020WA	収去、保存用	15×23cm			
		BO1062WA	収去、保存用	7.5×18.5cm			
		BO1065WA	収去、保存用	11.5×23cm			
		BO1195WA	収去、保存用 ホモジナイズ兼用	19×30cm			
		BO1245WA	家畜・家禽拭取り検査用(スポンジ入)	11.5×23cm			
		BO1364WA	収去、保存用(底部マチ付スタンドタイプ)	7.5×18.5cm			
		BO1365WA	収去、保存用(底部マチ付スタンドタイプ)	11.5×23cm			

その他ご意見欄 サンプルは、弊社販売店からご用意させて頂く場合があります。	総発売元  株式会社 エルメックス 162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町 2-2 Tel : 03-5229-7911 Fax : 03-5261-4130 URL : http://www.elmex.co.jp e-mail : sales@elmex.co.jp
	H.P